Patient:			
Vorname	Nachname	Geburtstag	
Straße	PLZ Ort	Behandelnder Arzt	
Bitte Messverfahren beachte	n:		
Sitzbreite Beim Benutzer:	Sitztiefe Beim Benutzer:	Rückenhöhe Beim Benutzer: Beim Benutzer:	
Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrecht gestellte Handfläche Platz lassen (ca. 1-2 cm ingesamt)	Bei 90° Sitzhaltung zwischen Vorderkante Sitzbe- spannung und Kniekehle 2-3 Finger breit (ca. 3-6 cm). Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.	Messung einschließlich Sitzunterlage (Sitzkissen) Bei 90° Kniestellung von Kniekehle bis Unter von der Sitzfläche höchstens bis eine Fingerbreite kante Schuhsohle (eventuell Stützapparate (1-2 cm) unterhalb des unteren Schulterblattes. berücksichtigen). Achtung! Die Rückenhöhe richtet sich nach dem Schweregrad der Behinderung.	-
Am Rollstuhl: Vom Außenkante bis Außenkante Kreuzstrebe.	Am Rollstuhl: Vor Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung. Bemerkung: Bei Einsatz als Trippelstuhl sollte die Sitztiefe kürzer gewählt werden.	Am Rollstuhl: Oberkante Sitzrohr (Kreuzstrebe) bis Oberkante Rückenbespannung. Bemerkung: Die Sitzstabilität des Benutzers hat großen Einfluss auf die Rückenhöhe und kann deshalb sehr unterschiedlich sein. Am Rollstuhl: Von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fuß Beachte! Kissenstärke	rast
Rahmenfarbe:			
Sitzbreite: Seitenteile: Beinstützen: Bremsen:	cm 39 42 desk, höhenverstellbar Standard Standard	☐ 43 ☐ 45 ☐ 48 ☐ 51 ☐ 55 ☐ lang, höhenverstellbar ☐ rechts ☐ links waagerecht, höhenverstellbar ☐ Trommelbremse für Fahrer und Begleitperson	
Sitzhöhe: Antriebsräder: Lenkräder: Radstandverlängerung: Zubehör:		☐ 47 ☐ 50 ☐ 54 24" ☐ Schraubachse ☐ Steckachse 5" ☐ 6" ☐ 7" ☐ 200x50	
☐ Bremshebelverlängerung	Anti-Kippstützen	☐ Speichenschutz ☐ Sitzkissen	
☐ Greifreifenüberzüge	☐ Sicherheitsgurt	Stockhalter Therapietisch	
elektrische Schiebehilfe	☐ Einkaufsnetz	Regencape Schlupfsack	
Sonstiges:			

Die Ermittlungen vor Ort wurden vorgenommen von

Datum